

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		FB-8V	FB-10V	FB-15V	FB-18V	FB-19TV
Угол поля зрения		100°	120°			
Глубина резкости		2 ~ 50 мм	3 ~ 50 мм			
Диоптрии		+2 ~ -8 Дптр.				
Изгиб Дистального Конца	Вверх	180°				
	Вниз	130°				
Диаметр Дистального Конца		2,7 мм	3,4 мм	4,9 мм	5,9 мм	6,2 мм
Диаметр Вводимой Трубки		2,8 мм	3,5 мм	4,9 мм	6,0 мм	6,2 мм
Диаметр Инструментального Канала		1,2 мм	1,2 мм	2,2 мм	2,8 мм	3,2 мм
Рабочая Длина Вводимой Трубки		600 мм				
Общая Длина		900 мм				
Условия Для Эксплуатации	Температура окружающего воздуха	10 ~ 40°C				
	Относительная влажность	30 ~ 85%				
	Воздушное давление	700 ~ 1060 hPa				
Условия Хранения	Температура окружающего воздуха	-20 ~ 60°C				
	Относительная влажность	0 ~ 85%				
	Воздушное давление	700 ~ 1060 hPa				

ПРИМЕЧАНИЕ:

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления и без каких бы то ни было обязательств со стороны изготовителя.